

LOGINID 登録・ログイン方法

LOGINID 登録

TANO にはユーザーログインする機能があり、その際、ユーザーデータを保存する事ができます。（※複数プレイヤーで遊ぶゲームでもログインできるのは1名のみとなります。）

ログインにはあらかじめ印刷された個人用 QR コードを QR リーダーで利用して読み取る方法がスムーズです。利用者登録がない場合も、QR コードにログインコードがあればログインすることができます。

ログイン用ユーザー登録

ランチャーアプリケーションから「利用者登録」をクリックしてください。このシートに入力すると簡単に印刷することができます。性別や誕生日等の ID 以外の個人情報等を入れる場合、該当する項目を入力してください。エクセル等で一覧入力したものを本ツールのシートに張り付ける（※1）と一括で登録ができます。

The screenshot shows the LOGINID registration software interface. It features a main data table on the left, a form on the right, and a bottom control panel. Red callout boxes provide instructions for various parts of the interface:

- Excel data folder:** エクセルデータの入っているフォルダを開きます※2 (Open the folder containing the Excel data ※2)
- Save data:** データを保存します (Save data)
- Name restriction:** 名前には半角英数字のみ使用できます (Only alphanumeric characters are allowed for the name)
- Excel data import:** エクセルファイルのデータを読み込みます (Load data from Excel file)
- Update/Insert:** UPDATE or INSERT (Update or Insert)
- Delete:** データを削除します (Delete data)
- QR code:** カードに登録した情報をデータベースに反映します (Reflect information registered on the card to the database)
- Database selection:** データベースの選択状態を切り替えます (Switch the database selection status)
- Print options:** 印刷方式を一枚かシート型か選択します (Select the print method, either one sheet or sheet type)
- Print:** 通常使うプリンターで印刷します (Print with the usual printer)
- Template:** シート方式時のテキスト用のテンプレートです (This is the text template for the sheet type)
- Image save and print:** イメージの保存と印刷 (Image save and print)
- QL-800:** QL-800 に接続時に直接印刷します (Directly print when connected to QL-800)

ID	NAME	BIRTH	GENDER	MEMO
1	nakamura	19720930		
2	sasaki	19820828		
3	miyamoto	19781130		
4	naka tani	19890219		
5	yoshimoto	19781020		
6	manaka	19801127		
7	uchida	19890708		

MEMBERS CARD
USERID : \$id\$
USERNAME : \$name\$

○ CARD ○ SHEET

IMAGE SAVE PRINT QL-800


※1) ※2で開いたフォルダ内の「USERID.xls」のファイルを編集する事でユーザーの追加・削除ができます。

ログイン方法

ログインには事前に印刷したログイン用の QR コードをスキャン、もしくはキーボードで直接入力してください。

QR コードでログイン

あらかじめ、「ログイン QR コード」を作るツール(前ページ参照)で QR コードを印刷しておいてください。



キーボード入力でログイン

キーボードの F1 キーで入力用のキーボードが表示されます。

ログイン ID を登録したユーザー名を完全一致で入力すると、個人ログインすることができます。『ケアピット』では、ログイン ID を付けて記録データを残すことができます。外部プログラムから記録データを取り出し、結果分析等ができるようになります。



ログインの確認

ログインされている状態の時は画面右上にログイン ID が表示されます。

利用者の特定が困難なため、ログイン中は一人専用となるゲームがあります。その他のゲームの場合、利用した時間やスコアがログインした ID に紐づかれて記録されます。



ログアウトする

ログアウトするにはいくつかの方法があります。

- ・ 同じログイン ID をスキャンすると、ログアウトされます。
- ・ ログアウト専用の二次元コードでもログアウトされます。
- ・ 右上にあるログイン中のエリアをクリックすることでログアウトになります。



ログアウト用 QR コード